

GUIDE D'UTILISATION DU VERRE DE LAYDEN

Utilisation

Le verre de LAYDEN sert à examiner le fond d'œil d'un bébé ou d'un enfant en bas âge, dans les meilleures conditions possibles.

Pourquoi utiliser un verre de LAYDEN ?

Par sa facilité d'utilisation, le verre de LAYDEN, tout en maintenant les paupières écartées, permet une très bonne observation de la périphérie de la rétine et de bénéficier d'un grand champ d'examen.



Mode d'emploi du verre de LAYDEN

Bien caler la tête de l'enfant.

Utiliser un anesthésique local.

Appliquer un gel dense dans la courbure du pied du verre de LAYDEN.

Introduire le verre sous la paupière supérieure après avoir tiré légèrement cette dernière vers le haut. Tirer alors légèrement la paupière inférieure vers le bas afin de positionner le verre sous les deux paupières. Le verre est alors en place. Approcher l'ophtalmoscope réglé avec une forte luminosité (entre +6 et +8) et procéder à l'examen du fond d'œil.

Conseils pratiques

Toujours se positionner du côté opposé de l'œil à observer.

Ne jamais appuyer sur le globe oculaire, pour ne pas interrompre la circulation de l'artère centrale.

Faire appel à une personne pour que le bébé ne bouge pas durant l'examen (bébé installé dans une alèse).

Différents types de verre de LAYDEN

Le verre de LAYDEN est utilisé chez les prématurés et les bébés jusqu'à environ huit mois (Ø 9.70 mm) et chez les enfants (Ø 10.7 mm et Ø 11.70 mm)

Nettoyage du verre de LAYDEN

Le verre de LAYDEN se nettoie à l'aide des produits utilisés pour la désinfection (type Aniozyne des Laboratoires ANIOS)

Il est fortement conseillé d'essuyer le verre avec une compresse non tissée.

NOUVEAU

Les laboratoires Contagel sont heureux de vous informer qu'ils fabriquent et commercialisent désormais le verre de Layden.

Ce verre vous sera très utile pour pratiquer l'étude du fond d'œil chez les bébés et les enfants.

Vous trouverez dans cette brochure tous les conseils nécessaires à la bonne utilisation de ce verre.



40 Rue Roger BOUVRY
59113 SECLIN

Téléphone : 03 20 53 12 12
Télécopie : 03 20 90 63 90



*Lentilles de contact
Prothèses oculaires
Verres de Layden
Produits d'entretien*

59 113 SECLIN
Téléphone : 03 20 53 12 12
Télécopie : 03 20 90 63 90